







符号	日付	変更内容
△		
△		
△		



本体均等耐荷重：100kg
本体下引出し有効内寸法：W390×D376×H85

キャビネットワゴン均等耐荷重：30kg
浅引出し耐荷重：10kg
浅引出し有効内寸法：W362×D379×H123
ロッカー内有効寸法：W391×D405×H457
ロッカー内棚板寸法：W410×D330
ロッカー内棚板は30mmピッチ4段階の調整可能

※天面にはオプションオープン架台用
取付穴が4ヶ所空いています。



7	キャビネットワゴン	1		LC-0
6	キャビネットワゴン	1		LA-3
5	引出し	3		
4	背板	1	両面ポリ合板	ハニカム構造
3	アジャスター (ナット付)	4	M8×P1.25	φ30 (黒色)
2	側板	R/L各1	両面ポリ合板	ハニカム構造
1	トレスバ天板	1		ハニカム構造
品番	部 品 名	1台分数量	材 質	備 考
作成	R 4. 1. 25	3角法	名 称	サイド実験台
承認	設計	製図		W1500×D750×H800
		中畑		STA-15LAC
				外観図
			図 番	葉 番