






| 符号 | 日付 | 変更内容 |
|----|----|------|
| △  |    |      |
| △  |    |      |
| △  |    |      |



本体均等耐荷重：100kg  
本体下引出し有効内寸法：W390×D376×H85



キャビネットワゴン均等耐荷重：30kg  
浅引出し耐荷重：10kg/段  
浅引出し有効内寸法：W362×D379×H123

※天面にはオプションオープン架台用  
取付穴が4ヶ所空いています。

| 6  | キャビネットワゴン     | 2     |          | LA-3            |
|----|---------------|-------|----------|-----------------|
| 5  | 引出し           | 3     |          |                 |
| 4  | 背板            | 1     | 両面ポリ合板   | ハニカム構造          |
| 3  | アジャスター (ナット付) | 4     | M8×P1.25 | φ30 (黒色)        |
| 2  | 側板            | R/L各1 | 両面ポリ合板   | ハニカム構造          |
| 1  | トレスバ天板        | 1     |          | ハニカム構造          |
| 品番 | 部品名           | 1台分数量 | 材質       | 備考              |
| 作成 | R 4. 1. 25    | 3角法   | 名<br>称   | サイド実験台          |
| 承認 | 設計            | 製図    |          | W1500×D750×H800 |
|    |               | 中畑    |          | STA-15LAA       |
|    |               |       |          | 外観図             |
|    |               |       | 図番       | 葉番              |