






符号	日付	変更内容
△		
△		
△		



本体均等耐荷重：100kg
本体下引出し有効内寸法：W345×D376×H85



キャビネットワゴン均等耐荷重：30kg
浅引出し耐荷重：10kg/段
浅引出し有効内寸法：W362×D379×H123

※天面にはオプションオープン架台用
取付穴が4ヶ所空いています。

6	キャビネットワゴン	2		LA-3
5	引出し	4		
4	背板	1	両面ポリ合板	ハニカム構造
3	アジャスター (ナット付)	4	M8×P1.25	φ30 (黒色)
2	側板	R/L 各1	両面ポリ合板	ハニカム構造
1	トレスバ天板	1		ハニカム構造
品番	部品名	1台分 数量	材質	備考
作成	R 4. 1. 25	3角法	名 称	サイド実験台
承認	設計	製図		W1800×D750×H800
		中畑		STA-18LAA
		1/15		外観図
図番			葉番	