






| 符号 | 日 付 | 変 更 内 容 |
|----|-----|---------|
| △  |     |         |
| △  |     |         |
| △  |     |         |



本体均等耐荷重：100kg  
キャビネットワゴン均等耐荷重：30kg  
浅引出し耐荷重：10kg  
浅引出し有効内寸法：W362×D379×H88  
ロッカー内有効寸法：W391×D405×H393  
ロッカー内棚板寸法：W410×D330  
ロッカー内棚板は30mmピッチ4段階の調整可能

※天面にはオプションオープン架台用  
取付穴が4ヶ所空いています。

| 6   | キャビネットワゴン    | 1          |          | HB-1            |
|-----|--------------|------------|----------|-----------------|
| 5   | カンヌキ         | 1          |          |                 |
| 4   | 背板           | 1          | 両面ポリ合板   | ハニカム構造          |
| 3   | アジャスター（ナット付） | 4          | M8×P1.25 | φ30（黒色）         |
| 2   | 側板           | R/L<br>各1  | 両面ポリ合板   | ハニカム構造          |
| 1   | トレスバ天板       | 1          |          | ハニカム構造          |
| 品 番 | 部 品 名        | 1台分<br>数 量 | 材 質      | 備 考             |
| 作成  | R 4. 1. 25   | 3角法        | 名 称      | サイド実験台          |
| 承認  | 設計           | 製図         |          | W1800×D750×H800 |
|     |              | 中畑         |          | ST-18HB         |
|     |              |            |          | 外観図             |
|     |              |            | 図 番      | 葉 番             |