






符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



均等耐荷重 350kg (1台あたり)
カンヌキは前後234ミリピッチで移動可能
塗装色：パールホワイト

5	アジャスター	4	スチール・ゴム	φ40 M12XP1.75
4	カンヌキ	1	SPCC-SD	
3	脚フレーム	2		中棚用角穴付
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	
1	天板	1	トレスパ天板	
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作 成	R3.3.18	3角法	名 称	実験用作業台 扇形支柱
承 認	設 計	製 図		KFT-1575
		上 田		W1500XD750XH715
		1:15		外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番