

ヘッドガード フィット

KM-30J

- 軽量
- サイズ調節可能
- 通気性アップ
- 洗濯性の向上
- 心地よいフィット感

衝撃吸収性能はもちろん、軽量性と通気性を重視し、お手入れも簡単、しかも頭頂部、後頭部で自由にサイズ調節が可能で、「頭囲」だけではなく、「かぶりの深さ」も調節ができるようになっています。つばは自由に取り外しが可能です。また専用パーツ（別売）を使用する事で保護範囲を拡充する事もできます。



ブルー



後頭部(黄)で「頭囲」を調節



頭頂部(赤)と側頭部(緑)で「かぶりの深さ」を調節



ピンク



ブラック



NEW

KM-30J ヘッドガードフィット

素材 / 表地：ポリエステル 100% 裏地：ポリエステル 100%

衝撃吸収材：EVA 素材（2層）

サイズ（約） / SS（45～51 cm） 重量（約） / 140g

保護範囲 / 前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部

<製品に関するお問い合わせ>
〒108-0023

東京都港区芝浦 4 丁目 3 番 4 号田町きよたビル
キヨタ株式会社 福祉用具開発グループ
TEL 03-3798-3617 FAX 03-3798-3618



KIYOTA

CONCEPT

ヘッドガード フィットのコンセプト

オプションパーツの組み合わせと、かぶりの深さまで調整できる機構により
目的に合わせてオーダーメイド感覚でカスタマイズできる、新しいコンセプトの保護帽



ブルー



ピンク



ブラック



KM-4 頭囲パッド

ヘッドガードフィットオプション

サイズ(約) フリー
重量(約) 30g
素材 ポリエステル100%
衝撃吸収材 EVA素材



ブルー



ピンク




ブラック



KM-5 頬パッド(左右1組)

ヘッドガードフィットオプション

サイズ(約) フリー
重量(約) 45g
素材 ポリエステル100%
衝撃吸収材 EVA素材(2層)



ブルー



ピンク



ブラック

KM-8 つば

ヘッドガードフィットオプション

サイズ(約) フリー
重量(約) 10g
素材 ポリエステル100%



KM-2 あごうけ

ヘッドガード
ヘッドガードフィットオプション

サイズ(約) フリー
重量(約) 8g
素材 ポリエチレン



KM-6 やわらかあごうけ

ヘッドガード
ヘッドガードフィットオプション

サイズ(約) フリー
重量(約) 10g
素材 ポリウレタン



KM-3 あごうけカバー

ヘッドガード
ヘッドガードフィットオプション

サイズ(約) フリー
重量(約) 5g
素材 ポリエステル、ナイロン