

ソフト別取得データ一覧表

	WHS-1 (標準ソフト)						Viewer ソフト						RRI Analyzer				
	無線モード			無線モード (複数台)			メモリーモード			無線モード			メモリーモード			計測モード	解析モード
	波形	周期	数	波形	周期	数	波形	周期	数	波形	周期	数	波形	周期	数	周期	周期
心拍波形 PQRST	●			—			—			●			—				
心拍周期 RRI		●		—	●		—	●			●		—	●		●	●
心拍数 HR		●	●	—	●	●	—	●	●		※	●	—		●	●	●
体表温 temperature	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
加速度 Acc X,Y,Z	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
体動	●	●	●	—	●	●	—	●	●				—				
HF		●		—	●		—	●			※		—	※		●	●
LF				—			—				※		—	※		●	●
LF/HF		●		—	●		—	●			※		—	※		●	●
LF/(LF/HF)				—			—						—			●	●
VLF				—			—						—			●	●
ULF				—			—						—			●	●
SDNN				—			—						—			●	●
RMSSD				—			—						—			●	●
NN50				—			—						—			●	●
pNN50				—			—						—			●	●
CVRR				—			—						—			●	●
AC				—			—						—			●	●
DC				—			—						—			●	●
心拍数ローレンツプロット				—			—				※	※	—	※	※	※	
心拍数ヒストグラム				—			—				※	※	—	※	※	※	
姿勢角度(左右、前後)				—			—			※	※	※	—				
加速度3Dモデル				—			—			※	※	※	—				
ゆらぎ周波数特性		※		—	※		—						—			※	
補間時刻情報				—			—	●	●	●	●	●	●	●	●		

※印はソフト上にて閲覧のみ可能で、データに保存はされません。

一印の項目については計測できません。