


# 吸引ろ過瓶 ねじロノズルタイプ

Vacuum Filtration Flask

**AG!**  
All Glass Innovations



## より安全に着脱可能

吸引口が「ねじロノズルタイプ」のため、ホース脱着時に無理な力がかかるとなく、安全にご使用頂けます。なお、ガラス製タケノコタイプへの変更(特注)も承ります。



## 特注・修理 対応可

自社製作のため、お客様の様々なご要望にお応えする特注製品の製作や、破損時には修理対応することができます。



## 優れた耐薬品性

ホウケイ酸ガラス製のため、酸などの薬品に侵されることがありません。  
(フッ酸、リン酸、約 40°C以上のアルカリ溶液除く)



フィルターホルダーやヌッチェフィルタなどのろ液収集に使用できます。



ねじ口ノズルタイプの吸引口により、ホースの安全な着脱が可能。  
 ※吸引る過瓶コネクタは吸引る過瓶のセット品です。  
 ※ガラス製タケノコタイプ(特注品)の継手もごさいます。

## 価格・仕様

コード No.	吸引る過瓶						吸引る過瓶コネクタ		
	容量	ゴム栓口 (mm)			全高 (mm)	最大胴径	ノズル外径 (mm)	ノズル形状	ねじ口規格
		上径(内径)	下径(内径)	高さ					
3915-100-8-14L	100 mL	Ø 26	Ø 24	29	108	Ø 75	Ø 8	L字	GL-14
3915-150-8-14L	150 mL	Ø 26	Ø 24	29	115	Ø 84			
3915-300-10-18L	300 mL	Ø 30	Ø 25	32	140	Ø 103	Ø 10	L字	GL-18
3915-500-10-18L	500 mL	Ø 35	Ø 29	35	167	Ø 120			
3915-1-10-18L	1 L	Ø 35	Ø 29	35	190	Ø 138			
3915-2-10-18L	2 L	Ø 39	Ø 35	40	240	Ø 170			
3915-3-10-18L	3 L	Ø 42	Ø 36	45	295	Ø 200			
3915-5-10-18L	5 L	Ø 49	Ø 42	50	340	Ø 240			
3915-10-10-18L	10 L	Ø 60	Ø 51	60	420	Ø 300			

※材質 ガラス部：ホウケイ酸ガラス／キャップ：PBT／ノズル：PP／Oリング：シリコンゴム

	コード No.	型式	ノズル外径 (mm)	ノズル形状	ねじ口規格
吸引る過瓶コネクタ	2057-14HCL	GL14-HCLT	Ø 8	L字	GL-14
	2057-18HCL	GL18-HCLT	Ø 10		GL-18

**AG!**  
All Glass Innovations

株式会社 旭製作所

本社・工場 〒864-0025 熊本県荒尾市高浜1978

TEL 0120-595-996

URL [www.agi.co.jp](http://www.agi.co.jp)

FAX 0968-68-2125

E-mail [info@agi.co.jp](mailto:info@agi.co.jp)

○掲載商品の仕様・価格・デザイン等は予告なく変更する場合がございます。  
 ○カタログ発行 2019年2月 ASAHI190202