

回転粘度計 仕様書一覧

表中の数字は測定最大粘度 (mPa·s) です。実際の測定範囲は最大粘度の 10% までです。 単位: mPa·s (cP)、記号 K (キロ): 1,000 M (メガ): 1,000,000

HATルクモデル オプションスピンドル スピンドル別対応粘度値一覧

スピンドル	回転数 (rpm)																			
	0.3	0.5	0.6	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	10	12	20	30	50	60	100	200	250
SC4-14	8.3M	5M	4.2M	2.5M	1.7M	1.3M	1M	833K	625K	500K	417K	250K	208K	125K	83.3K	50K	41.7K	25K	12.5K	10K
SC4-15	3.3M	2M	1.7M	1M	667K	500K	400K	333K	250K	200K	167K	100K	83.3K	50K	33.3K	20K	16.7K	10K	5K	4K
SC4-16	8.5M	5.1M	4.3M	2.6M	1.7M	1.3M	1M	853K	640K	512K	427K	256K	213K	128K	85.3K	51.2K	42.7K	25.6K	12.8K	10.2K
SC4-18	213K	128K	107K	64K	42.7K	32K	25.6K	21.3K	16K	12.8K	10.7K	6.4K	5.9K	3.2K	2.1K	1.3K	1.1K	640	320	256
SC4-21	333K	200K	167K	100K	66.7K	50K	40K	33.3K	25K	20K	16.7K	10K	8.3K	5K	3.3K	2K	1.7K	1K	500	400
SC4-25	34M	20M	17M	10M	6.8M	5.1M	4.1M	3.4M	2.6M	2M	1.7M	1M	853K	512K	341K	205K	171K	102K	51.2K	41K
SC4-27	1.7M	1M	833K	500K	333K	250K	200K	167K	125K	100K	83.3K	50.0K	41.7K	25K	16.7K	10K	8.3K	5K	2.5K	2K
SC4-28	3.3M	2M	1.7M	1M	666.7K	500K	400K	333.3K	250K	200K	166.7K	100K	83.3K	50K	33.3K	20K	16.7K	10K	5K	4K
SC4-29	6.7M	4M	3.3M	2M	1.3M	1M	800K	667K	500K	400K	333K	200K	167K	100K	66.7K	40K	33.3K	20K	10K	8K
SC4-31	2.1M	1.3M	1.1M	640K	427K	320K	256K	213K	160K	128K	107K	64.0K	53.3K	32K	21.3K	12.8K	10.7K	6.4K	3.2K	2.6K
SC4-34	4.3M	2.6M	2.1M	1.3M	853K	640K	512K	427K	320K	256K	213K	128K	107K	64.0K	42.7K	25.6K	21.3K	12.8K	6.4K	5.1K
ULA	43K	26K	21K	13K	8.5K	6K	5.1K	4.3K	3K	2.6K	2.1K	1.3K	1.1K	.6K	.4K	.3K	.2K	128	64	51
GPA-40Z	22K	13K	11K	7K	4.4K	3K	2.6K	2.2K	2K	1.3K	1.1K	654	545	327	218	131	109	65	33	26
GPA-41Z	82K	49K	41K	25K	16.4K	12K	9.8K	8.2K	6K	4.9K	4.1K	2.5K	2.0K	1.2K	819	491	409	246	123	98
GPA-42Z	43K	26K	21K	13K	8.5K	6K	5.1K	4.3K	3K	2.6K	2.1K	1.3K	1.1K	640	427	256	213	128	64	51
GPA-51Z	345K	207K	173K	104K	69.0K	52K	41.4K	34.5K	26K	20.7K	17.3K	10.4K	8.6K	5.2K	3.5K	2.1K	1.7K	1.0K	518	414
GPA-52Z	661K	397K	331K	198K	132.3K	99K	79.4K	66.1K	50K	39.7K	33.1K	19.8K	16.5K	9.9K	6.6K	4.0K	3.3K	2.0K	992	794

数字は測定最大粘度 (mPa·s)

HBLルクモデル オプションスピンドル スピンドル別対応粘度値一覧

スピンドル	回転数 (rpm)																			
	0.3	0.5	0.6	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	10	12	20	30	50	60	100	200	250
SC4-14	33M	20M	16.7M	10M	6.7M	5M	4M	3.3M	2.5M	2M	1.7M	1M	833K	500K	333K	200K	167K	100K	50K	40K
SC4-15	13M	8M	6.7M	4M	2.7M	2M	1.6M	1.3M	1M	800K	667K	400K	333K	200K	133K	80K	66.7K	40K	20K	16K
SC4-16	34M	20M	17M	10M	6.8M	5.1M	4.1M	3.4M	2.6M	2M	1.7M	1M	853K	512K	341K	205K	171K	102K	51.2K	41K
SC4-18	853K	512K	427K	256K	171K	128K	102K	85.3K	64K	51.2K	42.7K	25.6K	21.3K	12.8K	8.5K	5.1K	4.3K	2.6K	1.3K	1K
SC4-21	1.3M	800K	667K	400K	267K	200K	160K	133K	100K	80K	66.7K	40K	33.3K	20K	13.3K	8K	6.7K	4K	2K	1.6K
SC4-25	137M	82M	68M	41M	27M	20M	16M	14M	10M	8.2M	6.8M	4.1M	3.4M	2M	1.4M	819K	683K	410K	205K	164K
SC4-27	6.7M	4.0M	3.3M	2M	1.3M	1M	800K	667K	500K	400K	333K	200K	167K	100K	66.7K	40K	33.3K	20K	10K	8K
SC4-28	13M	8M	6.7M	4M	2.7M	2M	1.6M	1.3M	1M	800K	667K	400K	333K	200K	133K	80K	66.7K	40K	20K	16K
SC4-29	27M	16M	13M	8M	5.3M	4M	3.2M	2.7M	2M	1.6M	1.3M	800K	667K	400K	267K	160K	133K	80K	40K	32K
SC4-31	8.5M	5.1M	4.3M	2.6M	1.7M	1.3M	1M	853K	640K	512K	427K	256K	213K	128K	85.3K	51.2K	42.7K	25.6K	12.8K	10.2K
SC4-34	17M	10M	8.5M	5.1M	3.4M	2.6M	2M	1.7M	1.3M	1M	853K	512K	427K	256K	171K	102K	85.3K	51.2K	25.6K	20.5K
ULA	171K	102K	85.3K	51.2K	34.1K	25.6K	20K	17.1K	12.8K	10K	9K	5K	4K	3K	2K	1K	853	512	256	205
GPA-40Z	87K	52K	43.6K	26.2K	17.4K	13.1K	10K	8.7K	6.5K	5K	4K	3K	2K	1K	1K	1K	436	262	131	105
GPA-41Z	327K	196K	163.7K	98.2K	65.9K	49.1K	39K	32.7K	24.6K	20K	16K	10K	8K	5K	3K	2K	1.6K	1.0K	491	393
GPA-42Z	171K	102K	85.3K	51.2K	34.1K	25.6K	20K	17.1K	12.8K	10K	9K	5K	4K	3K	2K	1K	853	512	256	205
GPA-51Z	1M	828K	690.4K	414.2K	276.2K	207.1K	166K	138.1K	103.6K	83K	69K	41K	35K	21K	14K	8K	6.9K	4.1K	2.1K	1.7K
GPA-52Z	3M	2M	1.3M	793.8K	529.2K	396.9K	318K	264.6K	198.4K	159K	132K	79K	66K	40K	26K	16K	13.2K	7.9K	4.0K	3.2K

数字は測定最大粘度 (mPa·s)