

アズワンの各種サービスの中から
特注・別注・加工のおすすめ情報をご紹介します!!

SUS製グローブボックス特注製作

グローブボックスは、グローブを取り付けた密閉ボックスで内部を不活性ガスで置換して様々な作業をする事が出来ます。現在では各種研究機関などで必要不可欠な物となっております。

グローブボックス専門メーカーが適切にお悩みを解決・ご提案いたします!!

- ・機種が多くて違い、選定方法がわからない。
- ・グローブボックス内に装置を入れて使用したいが、規格品では入る製品が見当たらない。
- ・BNC端子で外部の機器接続したい。
- ・既存のグローブボックスを再生・追加工したい。
- ・酸素濃度、露点をつけて環境管理をしたい。



～豊富なオプションで自由自在設計～

(各種継手・コンセント) (内圧調整器) (計測器)



真空用電気
フィールドスルー



フットペダル



露点計

☆お見積ご依頼方法☆

- ①AXEL内にある見積フォーマットにご記入ください。
- ②メールtokuchu@so.as-1.co.jpへお送りください。
- ③専門の担当者よりご連絡いたします。

【特注製作事例紹介】

奥行き:1000mmまで製作実績あり!!ご希望サイズ迄変更可能ですが、奥行き部分手が届かなくなります。※通常グローブ稼動域600mmL程度



《特注のお問合せ先》

アズワン株式会社 サービスプロモーショングループ

TEL:03-6386-0688 FAX:03-6386-0690 E-mail:tokuchu@so.as-1.co.jp

アズワン株式会社

- 大阪本社
- 東京支店
- 横浜支店
- 札幌営業所
- 仙台営業所
- つくば営業所
- 静岡営業所
- 名古屋支店
- 京都営業所
- 神戸営業所
- 広島営業所
- 高松営業所
- 福岡営業所
- 沖縄営業所

ご用命は信用ある代理店へ