



除菌洗浄ペーパー

セイフキープワイド 300枚

## ●コンタクトポイント (手が頻繁に触れる箇所)の 除菌・洗浄に。

病院や介護施設など、業務用商品を使用する現場でご愛用いただいている、花王プロフェッショナル・サービス株式会社の製品です。プロの衛生管理をサポートします。

## 特 長

### 優れた除菌性能

- 除菌成分\*1の働きで、優れた効果を発揮し、効果が持続します。

\*1 塩化ベンザルコニウム(第四級アンモニウム塩)

### 高い洗浄力

- 2種類の洗浄成分の働きで、アルコール含浸ペーパーでは落とすきれない皮脂汚れから体液・血液汚れまでしっかり落とします。

### 低い基材損傷性

ほとんどのプラスチック・金属を傷めません。(銅など一部金属を除く)



タッチパネルにも

### 優れた拭取り性

- アルコールを含まないので、ゆっくり乾き、広い面積を拭くことができます。

## コンタクトポイント(手が頻繁に触れる箇所)の洗浄・除菌に

### 2度ぶきいらず

※液晶・プラズマディスプレイの画面にはお使いいただけません。



ベッドの柵  
オーバーテーブル

手すり

コンピューターの  
キーボード

電話

車いす

## サイズバリエーションは3タイプ

※シートのお大きさはそれぞれ異なります



セイフキープ 本体 80枚入  
セイフキープ つめかえ用 80枚入

- セイフキープ 本体(80枚)  
140mm × 200mm



セイフキープワイド つめかえ用 300枚  
セイフキープワイド つめかえ容器 ※本品は空容器です

- セイフキープワイド(300枚)  
150mm × 300mm



セイフキープワイド  
ピロータイプ 35枚入

- セイフキープワイド ピロータイプ(35枚)  
200mm × 300mm

## 携帯・つり下げに便利

(つり下げ金具は付属しません)