



除菌洗浄ペーパー

セイフキープワイド 300枚

●コンタクトポイント (手が頻繁に触れる箇所)の 除菌・洗浄に。

病院や介護施設など、業務用商品を使用する現場でご愛用いただいている、花王プロフェッショナル・サービス株式会社の製品です。プロの衛生管理をサポートします。

特 長

優れた除菌性能

- 除菌成分*1の働きで、優れた効果を発揮し、効果が持続します。

*1 塩化ベンザルコニウム(第四級アンモニウム塩)

高い洗浄力

- 2種類の洗浄成分の働きで、アルコール含浸ペーパーでは落とすきれない皮脂汚れから体液・血液汚れまでしっかり落とします。

低い基材損傷性

ほとんどのプラスチック・金属を傷めません。(銅など一部金属を除く)



タッチパネルにも

優れた拭取り性

- アルコールを含まないので、ゆっくり乾き、広い面積を拭くことができます。

コンタクトポイント(手が頻繁に触れる箇所)の洗浄・除菌に

2度ぶきいらす

※液晶・プラズマディスプレイの画面にはお使いいただけません。



ベッドの柵
オーバーテーブル

手すり

コンピューターの
キーボード

電話

車いす

サイズバリエーションは3タイプ

※シートの大きさはそれぞれ異なります

携帯・つり下げに便利

(つり下げ金具は付属しません)



セイフキープ 本体 80枚入
セイフキープ つめかえ用 80枚入

- セイフキープ 本体(80枚)
140mm × 200mm



セイフキープワイド つめかえ用 300枚
セイフキープワイド つめかえ容器 ※本品は空容器です

- セイフキープワイド(300枚)
150mm × 300mm



セイフキープワイド
ピロータイプ 35枚入

- セイフキープワイド ピロータイプ(35枚)
200mm × 300mm