


# 高性能 5mm NMR サンプルチューブ

肉厚 : Thin Wall (0.3725mm) 材質 : ASTM Type1 Class

A



材質 DURAN®

型式	寸法 (mm)			公差 ( $\mu\text{m}$ )		種別	1箱入数
	全長	外径	内径	真直度	肉ムラ		
PS-001-7	180	4.965 +0.005 -0.010	4.220 +0.01 -0	10	5	超精密	20本
PS-001-8	200	4.965 +0.005 -0.010	4.220 +0.01 -0	10	5	超精密	20本
PS-002-7	180	4.965 +0.005 -0.010	4.220 +0.01 -0	15	10	精密	20本
PS-002-8	200	4.965 +0.005 -0.010	4.220 +0.01 -0	15	10	精密	20本
PS-003-7	180	4.965 +0.005 -0.010	4.220 +0.01 -0	15	20	スタンダード	20本
PS-003-8	200	4.965 +0.005 -0.010	4.220 +0.01 -0	15	20	スタンダード	20本
PS-004-7	180	4.965 +0.005 -0.010	4.220 +0.01 -0	20	25	一般	20本
PS-004-8	200	4.965 +0.005 -0.010	4.220 +0.01 -0	20	25	一般	20本

容量 (26%up) が多い薄肉タイプもあります。16ページをご覧ください。

容量比較	5mm 外径 ( $\phi$ )	薄肉 518 $\mu\text{L}$ (液高 30mm の時)	標準 410 $\mu\text{L}$ (液高 30mm の時)
------	-------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

