

高性能 4mm NMR サンプルチューブ

肉厚 : Thin Wall (0.39mm) 材質 : ASTM Type1 Class A



材質 PYREX®

型式	寸法 (mm)			公差 (μm)		種別	1箱入数
	全長	外径	内径	真直度	肉ムラ		
PR-001	180	4 +0 -0.01	3.22 +0.010 -0	15	10	超精密	20本
PR-002	180	4 +0 -0.01	3.22 +0.010 -0	20	20	精密	20本

高性能 3mm NMR サンプルチューブ

肉厚 : Thin Wall (0.25mm) 材質 : ASTM Type1 Class A



材質 PYREX®

型式	寸法 (mm)			公差 (μm)		種別	1箱入数
	全長	外径	内径	真直度	肉ムラ		
PN-001	180	3.0 +0.01 -0.02	2.5 +0.01 -0	15	5	超精密	20本
PN-002	180	3.0 +0.01 -0.02	2.5 +0.01 -0	25	20	精密	20本