



取扱い説明書

スーパーアネックス薬品庫/ANX-701M



株式会社テラオカ
TEL 06 (6386) 0667
FAX 06 (6330) 6859

この度は弊社製品、スーパーアネックス薬品庫/ANX-701Mをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ございます。

耐薬品性に優れたステンレスSUS304製のテラオカオリジナルの保管庫です。

試薬瓶の保管、管理に適しています。

また、コンパクト設計ですので、研究室等の小スペースでご利用いただけます。

■製品仕様

本体材質・仕上げ	ステンレスSUS304製(外面ヘアライン仕上げ、内面#400研磨仕上げ)
外形寸法	W960×D500×H900mm
庫内寸法	入口:W390.5×D806mm 有効:W453×D413×H806mm
付属棚板	ステンレスSUS304製 453×413×t20mm 4枚
棚板間隔	25mmフリーピッチ
扉	ステンレスSUS304製、観音開き扉・左右2枚、鍵開閉、埋め込み取手(樹脂メッキ)
付属品	転倒防止金具床・壁用各2個(アンカーボルトは付属していません)、鍵4本

■ご使用例



★写真中の試薬瓶、薬瓶トレー等は付属しておりません。別売品となります。

■ご使用にあたっての注意点

震災時等の転倒を防ぐため、必ずアンカーボルト等と付属の転倒防止金具で本体を固定してください。
なお、アンカーボルトは付属しておりませんので、別途お買い求めください。