

医04 整形用品  
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000

## タケトラ X線造影材入りスポンジ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光、水濡れ及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

### 【形状・構造及び原理等】

布（綿100%のガーゼ）を縫い合わせたものであり、白色、青色、緑色がある。

内部にX線造影材を含むことにより、X線にて検知することができる。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎  
神奈川県横浜市瀬谷区卸本町 9279-69

製造業者 株式会社 竹虎 東日本物流センター  
竹下製薬株式会社 新潟工場  
湖北金士達医用産品有限公司（中国）  
（KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS Co., Ltd.）

### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥、又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする。

X線で検知可能な成分を含有する。

発売元 株式会社 竹虎  
商品に関するお問合せ先 フリーダイヤル 0120-094-315

### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

### 【使用上の注意】

使用後は、感染防止に留意し、衛生的に処理すること。