

医04 整形用品  
一般医療機器 医療用不織布 34655000

## タケトラ医療用不織布

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎  
神奈川県横浜市瀬谷区御本町 9279-69

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、白色の不織布（ビスコースレーヨン 70%、ポリエステル 30%）である。

製造業者 株式会社 竹虎 東日本物流センター  
竹下製薬株式会社  
日照三奇医療衛生用品有限公司（中国）  
海南欣龍無紡製品有限公司（中国）

### 【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる。

発売元 株式会社 竹虎  
商品に関するお問合せ先 フリーダイヤル 0120-094-315

### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。  
創傷面には滅菌して使用する。  
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

### 【使用上の注意】

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

