

伸縮包帯


レポSS



ラテックスフリー

特長

- ソフトな伸縮力なので、うっ血をおこしにくい伸縮包帯です。
- 巻きずれしにくく、屈曲部位にもフィットします。
- 蛍光増白剤を使用しておりません。
- 素材はレーヨン、ポリエステル、ポリウレタンの混紡糸です。
ラテックスは使用していません。



商品番号	規格	販売単位	JAN CODE
021003	No.3 9 cm×約9m(伸長) 10巻入	1箱	4958995210033
021004	No.4 7.5cm×約9m(伸長) 10巻入	1箱	4958995210040
021006	No.6 5 cm×約9m(伸長) 10巻入	1箱	4958995210064
021008	No.8 3.5cm×約9m(伸長) 10巻入	1箱	4958995210088

※ケース単位…20箱入

チューブ状 ネット包帯 コンネット包帯25



ラテックスフリー

特長


- ネットタイプなので、ムシなくソフトな固定ができます。
- サイズが豊富なので、あらゆる部位にスピーディーに固定・圧迫ができます。(サイズ毎に判別用のカラー系使用)
- ジャバラ折りになっているので箱からの取出しが容易です。
- 素材はポリエステル、ナイロン、ポリウレタンの混紡糸です。
ラテックスは使用していません。



▲使用例 1号



▲使用例 3号



▲使用例 4号



▲使用例 4号



▲使用例 5~7号



▲使用例 5~7号



カラー系	商品番号	規格	販売単位	JAN CODE
パープル	023050	0.5号 7mm×約25m(伸長) 指(子供)	1箱	4958995230505
オレンジ	023041	1号 12mm×約25m(伸長) 指(大人)	1箱	4958995230413
エメラルドグリーン	023051	1.5号 16mm×約25m(伸長) 手	1箱	4958995230512
イエロー	023042	2号 25mm×約25m(伸長) 腕・足	1箱	4958995230420
グリーン	023043	3号 32mm×約25m(伸長) 肩・下腿・足	1箱	4958995230437
サックス	023044	4号 50mm×約25m(伸長) 頭・大腿	1箱	4958995230444
ベージュ	023045	5号 60mm×約25m(伸長) 胸・胸・腰	1箱	4958995230451
ピンク	023046	6号 75mm×約25m(伸長) 胸・胸・腰	1箱	4958995230468
グレー	023047	7号 80mm×約25m(伸長) 胸・胸・腰	1箱	4958995230475

※ケース単位…5箱入

弾力包帯 **ククロン**[®]

特長

- しなやかでソフトな感触の弾力包帯です。
- 強撚加工糸を使用し、理想的な弾力性を有しています。
- 蛍光増白剤を使用しておりません。
- 綿100%で肌に優しく、吸湿性も優れています。



手首・膝などの関節部位に！

シーネの固定に！

※その他、各部位の圧迫固定に最適です。



商品番号	規格	販売単位	JAN CODE
022042	No.2 17.5cm×約4.5m(伸長) 6巻入	1箱	4958995220421
022043	No.3 10 cm×約4.5m(伸長) 6巻入	1箱	4958995220438
022044	No.4 7.5cm×約4.5m(伸長) 6巻入	1箱	4958995220445
022046	No.6 5 cm×約4.5m(伸長) 6巻入	1箱	4958995220469

※ケース単位…20箱入

発売元



URL <http://taketora-web.com/> E-mail info@taketora-web.com

東日本営業部 TEL.045(680)0308(代) 西日本営業部 TEL.06(6386)7217(代)

取扱店