

血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付ディスポーザブルエプロンです



Design Your Voice  
**HakuZO**

# HAKUZO PLASTIC GOWN GP

SIZE  
フリー

## ハクゾウプラスチックガウン



※写真はブルーのみの箱写真となります。

ブルー



親指フックタイプ



グリーン



ゴムそでタイプ



品番	規格	入数	1梱入数	JANコード
3087595	親指フックタイプ ブルー	15枚/箱	20箱	4 958286 712758
3087605	親指フックタイプ ブルー LLサイズ	12枚/箱	20箱	4 958286 714233
3087596	ゴムそでタイプ ブルー	15枚/箱	20箱	4 958286 712765
3087608	ゴムそでタイプ ブルー LLサイズ	12枚/箱	20箱	4 958286 714240
3087598	親指フックタイプ グリーン	15枚/箱	20箱	4 958286 713151
3087599	ゴムそでタイプ グリーン	15枚/箱	20箱	4 958286 713168

※詳細は各営業担当者にお問い合わせください。

### 製品特長①

ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。

### 製品特長②

ガウンの色はブルーとグリーンの2色があり、用途によって使い分けて頂くことができます。

### 製品特長③

ブルーのガウンはLLサイズがございます。

### 製品特長④

血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。

### 製品特長⑤

専用ホルダーに入れてご使用頂くことができます。  
(※エプロン・グローブ用ホルダーをお使いください。)



**ハクゾウメディカル株式会社**

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900  
仙台営業所 ☎022-393-7434 福岡営業所 ☎092-481-5921  
関東営業所 ☎03-5809-4780 熊本営業所 ☎096-345-2253  
西東京営業所 ☎042-646-0451 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
三河営業所 ☎0564-54-5447 盛岡駐在所 ☎019-613-2176  
三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
京都営業所 ☎075-603-4826 山陰駐在所 ☎0859-30-2193  
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320