

一般医療機器 販売名：エレファクロス ラグゼ  
届出番号：27B2X00243000150  
JMDNコード：34655000

# エレファクロス ラグゼ

**ELEPHA CLOTH LUXE**

**250mm×250mm 4折**

**200枚**

コットン素材の不織布ガーゼです。



素材：コットン 70%、レーヨン 30%

### 使用用途

- 身の回りの拭き取りに。
- 医療器具の拭き取りに。

### 製品特長

- コットン素材の不織布ガーゼです。
- 高吸収性、低発塵性、ソフト性に優れています。
- ご使用後は、有害物質を発生することなく簡単に焼却できます。
- ラテックスフリーです。

※添付文書が必要な場合は別途申し出ください。

品番	規格	包装	サイズ/製品重量	1梱入数	サイズ/製品重量	JANコード
2600060	250mm×250mm 4折	200枚/袋	126×126×215mm	20袋	645×440×260mm	4 958286 711751
			257g		6kg	

※詳細は各営業担当にお申し出ください。



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118  
 東京支店 ☎03-3522-6720 阪神営業所 ☎078-262-1634  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900  
 神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911  
 仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 三河営業所 ☎0564-54-5447 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
 三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
 京都営業所 ☎075-603-4826 沖縄駐在所 ☎098-941-5320