

スポット吸収で
肌さらさら!

SANGO PAD NATURAL

産後パッド ナチュラル

高吸収
ポリマー
ふわさら素材

高吸収ポリマーを加え、吸収力に優れたお産パッドです。



① ふわさら素材

ふわふわのクッション性と肌にくっつきにくいさらさらの表面シートで、デリケートな肌を包みます。

② 高吸収ポリマー

高吸収ポリマーによる優れた吸収量。悪露を広げずスポット吸収することにより、表面さらさらでさわやかな使い心地です。

③ 横モレ防止

防水シートがサイドを立体的に包み込み、横モレを防ぎます。

製品情報

品番	品名	規格	包装 (製品重量/吸収量)	JANコード
1400014	meetuu 産後パッド ナチュラル	L(15cm×52cm)	1枚/袋×5袋	4 958286 709352
			約42g/枚 約680g/枚	
1400015		M(12cm×32cm)	1枚/袋×10袋	4 958286 709369
			約18g/枚 約440g/枚	
1400016		S(7.5cm×23cm)	1枚/袋×20袋	4 958286 709376
			約11g/枚 約160g/枚	

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。

※ 吸収量は生理食塩水で計測した場合の飽和吸収量です。



ハクゾウメディカル株式会社 <http://www.hakuzo.co.jp/>

HAKUZO 〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL.06-6942-0451 FAX.06-6945-0539

本社営業部 TEL:06-6809-4318
東京支店 TEL:03-3522-6720
北大阪支店 TEL:072-653-4045
南大阪支店 TEL:0721-20-2900
神戸支店 TEL:078-976-8901
仙台営業所 TEL:022-399-7091
西東京営業所 TEL:042-646-0451

三河営業所 TEL:0564-54-5447
三重営業所 TEL:059-350-3844
京都営業所 TEL:075-603-4826
大阪中央営業所 TEL:06-6943-6118
阪神営業所 TEL:078-262-1634
広島営業所 TEL:082-849-4188
四国営業所 TEL:0875-52-6900

福岡営業所 TEL:092-481-5921
北九州営業所 TEL:093-617-3911
熊本営業所 TEL:096-345-2253
札幌駐在所 TEL:011-788-8009
北陸駐在所 TEL:076-225-8013
沖縄駐在所 TEL:098-941-5320