

SAMPLE

比較検査成績表

器物の種類 NM標準棒状温度計
器物の番号 No. 0000
目盛り範囲 0 ~ 50℃
一目盛の値 0.1℃
製造者記号 ⊕
検査期日 0000年00月00日

当社基準器に比較して得たる成績は下記の通り

正確な温度(℃)	この温度計の示す温度(℃)
0	-0.10
10	9.90
20	19.91
30	29.89
40	39.92
50	49.93

温度計は検査する温度の目盛まで検査槽の液中に浸して検査されたものである。

有効期間 0000年00月00日から 2年間
(期間終了後は再検査の必要あり)

その他

0000年00月00日

日本計量器工業株式会社

