

GlitterBug®  Gel

手指衛生のモニタリング
グリッターバグ ゲル



透明な手指消毒剤がまんべんなく手全体に塗られているかどうか疑問に思ったことはありませんか？

手指衛生のモニタリング グリッターバグゲル

消毒剤が塗れていない箇所は、菌の温床になり感染の伝播に繋がります。

グリッターバグゲル（消毒剤を模したゲルです）でいつものように手指を消毒してみてください。グリッターバグのランプを照らすとはっきりと塗り残し部分を見ることができます。定期的にグリッターバグゲルを使い、手の全体を消毒できるように手指消毒技術をトレーニングしましょう。

手指消毒技術を習慣化することにより感染リスクの低減にも繋がります。



グリッターバグゲル（写真左）と一般のローションタイプ（写真右）



ブラックライトによる視認性の違いグリッターバグゲル（写真左）と一般のローションタイプ（写真右）



左手にグリッターバグゲル、右手に一般のローションタイプ



視認性があるので手指に擦り込んだ時の未塗布部分の確認が容易

GlitterBug® Gel

●本カタログに掲載されている写真・形状また、製品の内容については改良のため予告なく変更する場合があります。

輸入・販売元



株式会社 二チオン
<http://nition.jp>

本社 〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目12番4号
TEL. 047-431-1871 FAX. 047-431-1878
HSP営業部 〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目12番4号
TEL. 047-431-1971 FAX. 047-431-1972
名古屋事業所 〒465-0095 愛知県名古屋市名東区高社1丁目89番地第二東昭ビル28号室
TEL. 052-778-8388 FAX. 052-778-8944
大阪事業所 〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町3丁目2番11号 FLAGS 5F
TEL. 06-4790-6871 FAX. 06-4790-6872
福岡事業所 〒816-0941 福岡県大野城市東大和2丁目6番56号 セラヴィ1F
TEL. 092-589-3091 FAX. 092-589-3092