

YAMAHA車いす用電動ユニット装着車

KC-JWX-1

COLORS~カラーズ~にYAMAHA車いす用電動ユニット
JWX-1 PLUS+を装着した高性能な電動車いす
“e-COLORS”が登場!!



KC-JWX-1PU
(パープル)



※ニッケル水素バッテリー



折りたたみ時

■ 主な装備



液晶画面搭載

前進速度・後進速度(5段階)の速度設定を常時表示。バッテリー残量を数値でお知らせしているので安心です。



電動/手動切り替えクラッチ

本体横のクラッチレバーを操作するだけで簡単、確実に電動と手動を切り替えます。



収納の状態 出ている状態

転倒防止バー出し忘れお知らせ機能音と液晶画面のアイコン表示でお知らせ。


電動車いす e-COLORS



■背折れ・自走 ■介助ブレーキ ■安全ベルト ■アルミフレーム ■耐荷重100kg

品番	JANコード
KC-JWX-1PU パープル	KC-JWX-1PU 4968501-885600
KC-JWX-1DB ネイビー	KC-JWX-1DB 4968501-885709
KC-JWX-1LG ライトグレー	KC-JWX-1LG 4968501-885808

品番	JANコード
KC-JWX-1PU パープル	KC-JWX-1PU 4968501-885600
KC-JWX-1DB ネイビー	KC-JWX-1DB 4968501-885709
KC-JWX-1LG ライトグレー	KC-JWX-1LG 4968501-885808



■ シートカラー



パープル(KC-JWX-1PU) ネイビー(KC-JWX-1DB) ライトグレー(KC-JWX-1LG)

■ JWX-1 PLUS+(YAMAHA車いす用電動ユニット)の仕様

	4.5km/h仕様	6km/h仕様
駆動方式	後輪直接駆動	
駆動モーター	24V 120W×2(30分定格出力)	
制動方式	電磁ブレーキ+モーター回生制動	
操舵方式	ジョイスティック操舵	
制御方式	マイクロコンピューター制御	
手動/電動切り替え	手元切替式	
後輪	22in	
重量(バッテリー含まない)	15.3kg	
バッテリー	ニッケル水素 24V 6.7Ah 重量:2.9kg	
充電器	AC100V~240V 50/60Hz 完全自動充電方式	
充電時間	2.5~3時間 (残量警告灯点灯から満充電まで。時間は目安であり、気温や電源の状態により異なります。)	
連続走行距離	15km/1充電(JIS T9203による測定)	
実用登降坂角度	6度(勾配約10%)	
前進速度(5段階速度調節)	1.7~4.5km/h	1.7~5.5km/h
後進速度(5段階速度調節)	0.9~2.3km/h	0.9~2.8km/h

■仕様

カラー	パープル、ネイビー、ライトグレー	
サイズ	W68(38)×D101(98.5)×H88.5(81)cm ()折りたたみ時	
前座高	【クッション有】48cm	【クッション無】43cm
後座高	【クッション有】46cm	【クッション無】41cm
座面幅	42cm	
座面奥行	40cm	
バックサポート高	【クッション有】40cm	【クッション無】45.5cm
アームサポート高	【クッション有】17.5cm	【クッション無】22.5cm
前輪	6インチ	
後輪	22インチ	
重量	29kg	
耐荷重	100kg	
主材質	フレーム(アルミ)、キャスト(PU)、シート(ポリエステル)、クッション(ポリエステル)	

車いす

シヨッピングカート

歩行車

歩行器

クラッチ

ステッキオプション

バスグッズ

電動ヘッド・家具
ケアリフター

ロールボックス