

BUKI 音声拡聴器

大きくハッキリ聴こえる!

New Clear Voice

聴きたい時だけ音声をクリアに拡大する
クリアボイスがリニューアルしました。

NEW クリアーボイス



輝きの
ステイタスカラー
シャンパンゴールド
新登場

取
電話器のように耳にあてるだけ

切り忘れの心配なし!
持てばスイッチON、離せばOFFの経済設計

200時間連続使用OK

安全設計 (ペースメーカー使用でも)
ご利用いただけます

コンパクトな手のひらサイズ
本体重量わずか50g

イヤホンでボリューム調整可能

快適さがさらに向上!

左耳イヤホンに高感度マイクを装着。本体をバッグやポケットに入れても、不快な擦れ音がなく、快適にご利用いただけます。



日本製



こんな時とても便利、コミュニケーションもラクラク

医師や看護師、介護者との会話に



窓口での応対もスムーズ



〈仕様〉

- 電源/単4電池2本 ●周波数特性/20Hz~10KHz ●最大利得/40dB
- イヤホンインピーダンス/16Ω ●電池寿命/連続使用200時間(アルカリ電池使用時)
- サイズ/H110×W46×D23/18mm ●本体重量/50g(電池をはずした時)
- 付属品/マイク・ボリューム付イヤホン(イヤークリップ付)、単4電池(2本)、ストラップ(ひも)、ポケットホルダー、取扱説明書(保証書付)

〈付属品〉

マイク・ボリューム付イヤホン

ポケットホルダー



※製品の仕様・色・形などは、改良のため 予告なく変更する場合があります。



■実用新案登録済 ■意匠登録済 ■商標登録済 ■PL保険加入済
 ◆神奈川県基盤産業振興事業補助対象品 ◆川崎市「新製品・新技術開発」対象製品
 ◆川崎市「敬老祝事業」選定品 ◆川崎市「川崎ものづくりブランド」認定品



習い事での先生の説明に



テレビや楽しい一団らん

製造元 株式会社 伊吹電子

販売店



〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延2-24-8
 TEL.044-888-3796 FAX.044-888-0256
 E-mail: ibuki@ibukiel.co.jp
 URL: http://www.ibukiel.co.jp