

胆汁・ドレナーシバッグシリーズ

経皮経肝胆管ドレナージ (PTBD、PTCD) などの術後の排液バッグ

disposable
製品

EOG
滅菌済

アルファ 胆汁・ドレナーシバッグ α

1,000mL



胆汁・ドレナーシバッグ

1,000mL・500mL・350mL



商品の特長


- 採液に必要な用具一式が滅菌包装され、必要なときいつでも安全に使えます。
- 逆流防止弁で内容液の逆流は防止されます。
- ロックリング付接続管のほか、TPX 製の透明接続管が付属されていますので、どの状況でも接続可能です。
- 排液の時間短縮として、内径 10.5mm の太径排液チューブを採用。粘性の液でもきわめてスムーズに排出します。
- 容量目盛付で液量とバッグ内の観察ができます。
- バッグ上部には補強板が入っていますので、吊り下げた状態でのバッグの捻れがありません。

胆汁・ドレナージバッグ アルファ **α** 【低床ベッド対応タイプ 逆流防止弁付】

低床ベッドでご使用の場合でも、バッグが床面に接触しません。
 排液チューブは収納型にしたため、感染防止にも役立ちます。
 1バッグごとに3種の接続管が添付されています。

材 質：医療用塩ビ/ABS/EVA
 サ イ ズ：横 260 × 縦 240mm
 上部チューブ：内径 6 × 外径 8 × 長さ 900mm
 排液チューブ：内径 10.8 × 外径 13.3 × 長さ 70mm

規格・包装	製品No. JANコード
1,000mLバッグ 10セット	N21000 4517850002000



胆汁・ドレナージバッグ 【逆流防止弁付】

3種類の容量別滅菌バッグを用意し、
 1バッグごとに4種の接続管が添付されています。
 液ダレ・汚損防止のキャップ付です。

材 質：医療用塩ビ/ABS/EVA
 サ イ ズ：1,000mL横 167 × 縦 280mm
 500mL横 136 × 縦 240mm
 350mL横 128 × 縦 236mm
 上部チューブ：内径 6 × 外径 8 × 長さ 900mm
 排液チューブ：内径 10.8 × 外径 13.3 × 長さ 70mm

規格・包装	製品No. JANコード
1,000mLバッグ 10セット	N10039 4517850000136
500mLバッグ 10セット	N10063 4517850000143
350mLバッグ 10セット	N10350 4517850000150
〈通院用セット〉ベルト一式 350mLバッグ 5セット	N10350S 4517850000167
〈通院用バッグ〉 350mLバッグのみ 10セット	N10350B 4517850000174

