




固めるを簡単に

おう吐用凝固シート



1枚で
約250ccの
水を固めます



おう吐用凝固シート使用後



- おう吐物の飛散対策として。
- シートタイプだから取り扱いが簡単です。
- 安心の日本製です。

ISKガール・バッグご使用時やガール・ベース®にポリ袋をかぶせてご使用の際に本製品を投入してご使用ください。
また、おう吐前に本製品を入れてご利用いただくこともできます。

材 質：〈主成分〉パルプ(セルロース)/高吸収性樹脂(SAP)
〈面材〉ティッシュ(セルロース)/融合材(ポリエチレン)
サ イ ズ： 横70×縦110mm
重 量： 約4g(1枚あたり)
吸 水 量： 約250cc(1枚あたり)

【使用上の注意】

- 食べられません。万が一食べた場合は本品とパッケージを持参し医師にご相談ください。
- 凝固するまでに少し時間がかかります。おう吐物が凝固する前に飛沫が飛散しないように、袋や容器の口は閉めるようにしてください。
- 本製品および本製品を使用した凝固物はトイレなどに流さないでください。
- 用途以外で使用しないでください。

商品名	品番	入数	単位	定価	JANコード
おう吐用凝固シート	N10030	20枚	袋	1,000円(税別)	4517850001416