

Entris[®] II ラボ用電子天びん



Entris® II — ベーシックバランス製品群でのベストバリュー

品質とデータの一貫性を保証しつつ、低価格を実現

ひょう量する対象がどんなものであっても、新製品の Entris® II は常にお客様の最適な選択肢になるでしょう。本製品は isoCAL、LED タッチパネル、12 のアプリケーションを搭載したクラス唯一の天びんで、低価格でありながら比類のない価値を提供します。約 150 年に及ぶドイツの工学的専門知識を生かし、40 種類のモデルをご用意しております。お客様の特別なひょう量ニーズを完全に満たす Entris® II 天びんが見つかるはずです。



詳細はこちら
詳細情報は以下をご覧ください：

www.sartorius.com





sartorius

0.0000

g

ISO CAL

Max 220 g
d= 0.1mg

T

0

品質、価値、一貫性

常に信頼できる正確なひょう量結果を得るために

ドイツで設定された最高の品質基準

- 長期間にわたりきわめて正確な結果
 - ザルトリウスが開発したモノリシックひょう量セル技術により実現^{*}
- クラス最短の安定時間
 - 最新のひょう量センサーの採用
- 再現性へのこだわり
 - 四角形のひょう量皿
- オーバーロードプロテクション
 - 最大ひょう量を保証する堅牢設計
- 信頼性の保証
 - セルフテスト「@start」を搭載
- ドイツ製

業務の効率性と耐久性を高める簡単なクリーニング

- 高い耐薬品性
 - 耐久性の高いポリブチレンテレフタレート (PBT)、ステンレススチール、およびガラス製の部品の使用により実現
- 二次汚染の予防
 - 拭き取るだけできれいに行けるデザインと取り外しが簡単なパーツ

効果的なドラフトシールド

- 静電気を帯びたサンプルによって引き起こされるエラーを最小限に抑える
 - 特殊コーティングされたガラスを使用



^{*}一部のモデルにおいては対象外



詳細はこちら
詳細情報は以下をご覧ください：

www.sartorius.com

ベーシック天びんにおけるイノベーション

効率的かつ使いやすい操作を実現するために

isoCAL (内部キャリブレーション・調整) が正確なひょう量結果を保証

- 正確性と操作の利便性を追求
 - ベーシック天びんシリーズでは唯一、全自動内部温度・時間制御キャリブレーション・調整機能を搭載
- 確実なコンプライアンス運用 (SOP)
 - キャリブレーションが正常範囲外であった場合の自己通知

優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン

- 直感的な操作性と耐久性の高いLED、タッチ技術を採用
 - 誰にとってもわかりやすいユーザーインターフェースを提供

経時変化をみるひょう量アプリケーション用のデータ出力

- データ出力用に時間間隔を設定可能

お客様の作業環境条件に簡単に適合

- ホーム画面で1回クリックするだけ

プラグ・アンド・プレイの利便性

- ギャルトリウスのアクセサリ(プリンター、セカンドディスプレイなど)を自動検出
- PCに簡単に接続し、ひょう量データを直接Microsoft® ExcelやWordなどのスプレッドシートや文書に転送できる「PCダイレクト機能」



汎用アプリケーション

安心してずっと使い続けていただくために

あらゆるタスクに適したモデル

- 各種40モデル（クラス最大の製品ライン）を提供しており、60 gから8,200 gまでの最大ひょう量、0.1 mgから1 gまでの読み取りに対応。あらゆるひょう量アプリケーションに適したモデルを簡単に選択可能

GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能な、12のアプリケーションを搭載

- ひょう量
- カウンティング
- パーセントひょう量
- 調配合
- 合計
- 動物ひょう量
- 計算
- 密度測定
- 統計
- ピークホールド
- チェックひょう量
- 単位変換
- 床下ひょう量

ひょう量室（該当する場合）

- 大きな容器でも簡単な取り扱いが可能な使用有効高さが高い大型風防
- ひょう量皿への便利なアクセス
- 簡単に着脱可能な上部と側面のスライドドア
- ドラフトシールドは完全に取り外し可能

国際的な使用が可能な8言語対応

- 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、ポーランド語

最新の接続方法

- 将来性のあるUSBタイプCインターフェース
- 各機器への接続に対し信頼性のあるRS232 9ピンインターフェース
- 下位互換性（RS232ポートを使用する場合）

安全な運用のためのパスワード保護

- 意図しない変更操作に対して天びんを保護



詳細はこちら

詳細情報は以下をご覧ください：

www.sartorius.com

Entris® II 技術仕様



モデル	ひょう量	読取限度	再現性 (代表値)	安定所要時間 (代表値)	ひょう量皿 サイズ	風防内有効 高さ*	寸法 (W x D x H)	キャリブレーションと 調整、内蔵分銅の有無	
	[g]	[mg]	[mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]	内蔵分銅	外部分銅
分析天びん									
BCE64I-1SJP	60	0.1	0.1	1.5	Ø 90	240	219x317x345	●	●
BCE64-1SJP	60	0.1	0.1	1.5	Ø 90	240	219x317x345	-	●
BCE124I-1SJP	120	0.1	0.1	1.5	Ø 90	240	219x317x345	●	●
BCE124-1SJP	120	0.1	0.1	1.5	Ø 90	240	219x317x345	-	●
BCE224I-1SJP	220	0.1	0.1	1.5	Ø 90	240	219x317x345	●	●
BCE224-1SJP	220	0.1	0.1	1.5	Ø 90	240	219x317x345	-	●
精密天びん									
BCE223I-1SJP	220	1	1	1.0	Ø 120	240	219x317x345	●	●
BCE223-1SJP	220	1	1	1.0	Ø 120	240	219x317x345	-	●
BCE323I-1SJP	320	1	1	1.0	Ø 120	240	219x317x345	●	●
BCE323-1SJP	320	1	1	1.0	Ø 120	240	219x317x345	-	●
BCE423I-1SJP	420	1	1	1.0	Ø 120	240	219x317x345	●	●
BCE423-1SJP	420	1	1	1.0	Ø 120	240	219x317x345	-	●
BCE623I-1SJP	620	1	1	1.0	Ø 120	240	219x317x345	●	●
BCE623-1SJP	620	1	1	1.0	Ø 120	240	219x317x345	-	●
BCE653I-1SJP	650	1	1	1.0	Ø 120	50	219x317x145	●	●
BCE653-1SJP	650	1	1	1.0	Ø 120	50	219x317x145	-	●
BCE622I-1SJP	620	10	10	0.9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE622-1SJP	620	10	10	0.9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE822I-1SJP	820	10	10	0.9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE822-1SJP	820	10	10	0.9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE1202I-1SJP	1,200	10	10	0.9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE1202-1SJP	1,200	10	10	0.9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE2202I-1SJP	2,200	10	10	0.9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE2202-1SJP	2,200	10	10	0.9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE3202I-1SJP	3,200	10	10	0.9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE3202-1SJP	3,200	10	10	0.9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE4202I-1SJP	4,200	10	10	0.9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE4202-1SJP	4,200	10	10	0.9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE6202I-1SJP	6,200	10	10	0.9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE6202-1SJP	6,200	10	10	0.9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE2201I-1SJP	2,200	100	100	0.9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE2201-1SJP	2,200	100	100	0.9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE5201I-1SJP	5,200	100	100	0.9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE5201-1SJP	5,200	100	100	0.9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE8201I-1SJP	8,200	100	100	0.9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE8201-1SJP	8,200	100	100	0.9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE6200I-1SJP	6,200	1,000	1,000	0.9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE6200-1SJP	6,200	1,000	1,000	0.9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE8200I-1SJP	8,200	1,000	1,000	0.9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE8200-1SJP	8,200	1,000	1,000	0.9	182x182	-	219x317x94	-	●

* ひょう量皿から風防上部ドアまでの内寸法
型式承認モデルは現在承認申請中となり、後日発売予定

販売・保守サービス拠点

詳細はお気軽に03-6478-5200（日本オフィス）までお問合せください。

Europe

Germany

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Phone +49.551.308.0

France & Suisse Romande

Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00

Austria

Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna
Phone +43.1.7965760.0

Belgium

Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles
Phone +32.2.756.06.90

Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951

Hungary

Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227

Ireland

Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050

Italy

Sartorius Italy S.r.l.
Via Torino 3/5
20814 Varedo (MB)
Phone +39.0362.5557.11

Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
info.netherlands@sartorius.com

Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830

Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"
Vasilyevsky Island
5th line 70, Lit. A
199178 St. Petersburg
Phone +7.812.327.53.27

Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)
Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800

Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00

U.K.

Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ
Phone +44.1372.737159

Ukraine

LLS "Sartorius RUS"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918

Americas

USA

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906

Argentina

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900

Canada

Sartorius Canada Inc
1173 North Service Road West, D4
Oakville, ON L6M 2V9
Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234

Mexico

Sartorius de México, S.A. de C.V.
Libramiento Norte de Tepotzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepotzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605
Phone +52.55.5562.1102
leadsmex@sartorius.com

Asia | Pacific

Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800

China

Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Pudong District
Shanghai 201210, P.R. China
Phone +86.21.6878.2300

Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678

India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250

Japan

Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +81.3.6478.5200

Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +60.3.8996.0622

Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd
10 Science Park Rd
The Alpha #02-13/14
Singapore Science Park II
Singapore 117684
Phone +65.6872.3966

South Korea

Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, Bundang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700

Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6

お問合せ先

ザルトリウス・ジャパン株式会社

東京本社
東京都品川区北品川1-8-11
Daiwa品川Northビル4階
Tel 03-6478-5200 Fax 03-6478-5494

名古屋営業所
Tel 03-6478-5204 Fax 03-6478-5497

大阪営業所
Tel 03-6478-5203 Fax 03-6478-5496

掲載されている内容は、予告なく変更される場合がありますことを
あらかじめご了承ください。

