

医療機器

ルナキャスト®

熱可塑性ギプス包帯

| | |
|------|------------------|
| 一般名称 | ギプス包帯 |
| 販売名 | ルナキャスト |
| 届出番号 | 13B3X00207000054 |
| 一般名称 | 手動式ギプスカッター |
| 販売名 | ルナクーパー |
| 届出番号 | 13B3X00207000055 |

White



キャストイング、スプリントとしても使用できる汎用性の高いキャスト材です。
お湯で軟化し、手軽に作製が可能です。



- 70℃以上で軟化し、素手でご使用になれます。
- 硬化後でも補強が簡単にできます。
- 熱可塑性なので、硬化後も再加熱で軟化し、修正が可能です。
- 必要な量だけ使用できるので経済的です。
- フィット性に優れています。
- コールドスプレーや水を使用する事で硬化時間を短縮できます。



ギプス剪刀
『ルナクーパー』
全長180mm

| 品番 | 品名 | 参考価格 | ケース入数 | JANコード |
|-----------|------------------------------|------|-------|---------------|
| 003-30280 | ルナキャスト® S 5cm×3.6m 6巻 | オープン | 12箱 | 4971089302803 |
| 003-30281 | ルナキャスト® M 7.5cm×3.6m 6巻 | オープン | 12箱 | 4971089302810 |
| 003-30282 | ルナキャスト® L 10cm×3.6m 6巻 | オープン | 6箱 | 4971089302827 |
| 003-30283 | ルナキャスト® LL 12.5cm×3.6m 6巻 | オープン | 6箱 | 4971089302834 |
| 003-30284 | ルナキャスト® ファーストキット S2巻 M1巻 L1巻 | オープン | 12箱 | 4971089302841 |
| 004-42235 | ルナクーパー | オープン | 12箱 | 4971089422358 |

イワツキ株式会社

本社：東京都板橋区志村 1-32-18
TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢
<https://www.iwatsuk.co.jp/>


イワツキSHOP (オンラインショップ)
<https://www.iwatsukishop.jp/>
