


# トップネラトンカテーテルマルチ



## ■製品特徴

- ▶ 先端および側孔は、エッジが立っていない滑らかな形状です
- ▶ 弾力性に富んだ適度なやわらかさを持ち、表面は梨地状なので、滑らかに体内に挿入できます
- ▶ カテーテルテーパーアダプターは、目印線で切断すると、ルアーテーパーを接続できます
- ▶ 個包装、アダプターはカラーコード化され識別が容易です

## ■製品規格

医療機器認証番号: 230ALBZX00017000

全長		33cm		40cm		包装単位
接続部形状		ルアーテーパー加工		カテーテルテーパー加工	カテーテルテーパーアダプター付	
側孔/先端形状		2側孔/先端封じ	2側孔/先端開口	1側孔/先端開口	2側孔/先端封じ	50本/箱
サイズ	カラーコード	コード				
8Fr	ライトブルー	14250	14266	—	14257	
10Fr	グレー	14251	14244	—	14258	
12Fr	ホワイト	14252	14245	—	14259	
14Fr	グリーン	14253	14246	—	14260	
16Fr	オレンジ	14254	14247	—	14261	
18Fr	レッド	14255	14248	—	14262	
20Fr	イエロー	14256	14249	—	14263	
22Fr	—	—	—	14240	—	
24Fr	—	—	—	14264	—	
26Fr	—	—	—	14265	—	

●製品改良にともない予告なく仕様、外観などを変更させて頂く場合がありますので、ご了承下さい。

発 売 元 **株式会社 トップ**

本社: 〒120-0035 東京都足立区千住中屎町19番10号  
<http://www.top-tokyo.co.jp>

東京支店 tel:03-3811-9915 名古屋支店 tel:052-834-3333 大阪支店 tel:06-6361-5831 福岡支店 tel:092-472-4233  
札幌営業所 tel:011-820-8383 盛岡営業所 tel:019-645-3452 仙台営業所 tel:022-265-3610 北関東営業所 tel:048-685-5797  
千葉営業所 tel:043-214-1641 横浜営業所 tel:045-820-3330 金沢営業所 tel:076-268-3370 新潟営業所 tel:025-244-2191  
静岡営業所 tel:054-263-0824 京都営業所 tel:075-643-6351 神戸営業所 tel:078-230-2360 高松営業所 tel:087-866-5691  
広島営業所 tel:082-246-7651 鹿児島営業所 tel:099-265-4566