



# 小型クリーンボトル

ポリエチレン製クリーン容器

UN規格適合品





セキスイのクリーン容器は、研究開発から量産まで対応します。

## 研究開発から量産まで一気通貫

ラボから量産までスケールアップが容易で、リードタイムを短縮できます。

セキスイの小型クリーンボトルは、20Lや200Lのセキスイクリーン容器と同じ原料を使用していますので、量産化に伴うスケールアップ時に容器の性能評価の手間が省けます。

優れたクリーン性能で、内容液の品質を保持します。

様々な分野で実績のあるセキスイクリーン容器と同じ原料を使用しており、内容液への成分溶出を極限まで抑えています。



危険物輸送に必要なUN規格に対応しています。

UN規格(危険物の輸送に関する国連勧告)に適合しております。

UN等級：1H1/Y1.5/200

【溶出試験データ】

単位：ppt

元素	ブランク	1ヶ月	4ヶ月
Li	1	1	1
B	37	32	35
Na	23	28	41
Mg	8	6	5
Al	13	27	7
K	3	2	11
Ca	26	12	10
Ti	15	25	17
V	1	1	1
Cr	4	10	6
Mn	1	1	1
Fe	5	13	5
Co	1	1	1
Ni	1	3	2
Cu	3	5	1
Zn	4	5	8
As	1	2	3
Ag	1	4	2
Cd	1	1	1
Su	3	7	10
Ba	3	2	1
W	1	1	2
Au	1	1	1
Pd	1	1	1

## 確かな実績を研究開発の分野にも

セキスイクリーン容器は、半導体や液晶などクリーン性能が求められる分野で数多くの実績があります。

また、500mL小型ボトルから200Lプラスチックドラムまで同じ原料を使用していますので、安心してお使い頂けます。



## 製品仕様



品名	容量(ℓ)	寸法(mm)	カラー	UN等級
05AL-F	0.5	Φ75×191	ナチュラル グレー	Y1.5/200
1AL-F	1.0	Φ102×191		

使用試薬：PGMEA

保管環境：23℃クリーンルーム内(クラス1000)

試験容器：20Lクリーン容器(ナチュラル色)

分析装置：NEXION300S(パーキンエルマー社)

※数値は参考値です。

※性能を保证するものではありません。

## セキスイクリーン容器ラインナップ



※各製品の詳細や仕様については、お問い合わせください。

## 積水成型工業株式会社

<http://www.sekisuseikei.co.jp/>

### 東日本ブロー営業所

〒101-0024

東京都千代田区神田和泉町1番地(住友商事神田和泉町ビル4階)

TEL 03-6837-0302

FAX 03-3865-5652

### 西日本ブロー営業所

〒530-6125

大阪市北区中之島3-3-23(中之島ダイビル25階)

TEL 06-6479-0273

FAX 06-6479-0264

ISO 9001 登録  
JQA-QM3870

※色調は実物と異なることがあります。

※改良のため予告なしに変更する場合があります。

20200605/ver.5