



■SNH型



■SNW型



■仕様

	SNH型	SNH-TAP型	SNW型	SNW-TAP型
外寸法 (mm)	412W × 343D × 620H	412W × 375D × 620H	600W × 453D × 600H	600W × 453D × 600H
有効内寸法 (mm)	220W × 260D × 410H	220W × 252D × 410H	350W × 275D × 400H	350W × 272D × 400H
真空ゲージ	1個、0～0.1 MPa用			
バルブ	2個、ノズル径φ9mm			
パッキン	シリコン製			
棚板	3枚付属、板厚5mm		2枚付属、板厚5mm	
重量	約19kg		約38kg	