



06.6.23
南

A	B	C	D (内寸)	E (内寸)	F (内寸)	G (内寸)	H	I (内寸)
650.0 ±3.0	475.0 ±3.0	525.0 ±3.0	590.0 ±3.0	420.0 ±4.0	195.0 ±4.0	460.0 ±3.0	330.0 ±3.0	142.0 ±0.8

コードNo.	186	品名	無菌ボックス(ノーマルMAプレート) ST-1型
2006年6月23日	版 1	株式会社	サンプラテック