



06.6.23
南

A	B	C	D	E	F (内寸)	G (内寸)
500.0 ±5.0	525.0 ±6.0	750.0 ±5.0	123.0 ±5.0	100.0 ±0.5	450.0 ±5.0	465.0 ±5.0
H (内寸)	I	J	K	L	M	N (内寸)
575.0 ±5.0	3000	-0	113.0 ±0.5	108.6 ±0.5	120.3 ±0.5	100.0 ±0.5

コードNo.	246	品名	卓上フード(安全スライド扉) 500H型
2006年6月23日	版 1	株式会社 サンプラテック	