



06.6.23  
南

A	B	C	D	E	F (内寸)	G (内寸)
1000 ±5.0	525.0 ±6.0	750.0 ±5.0	135.0 ±5.0	150.0 ±0.5	950.0 ±5.0	465.0 ±5.0
H (内寸)	I	J	K	L	M	N (内寸)
575.0 ±5.0	3000 -0	162.0 ±0.5	160.0 ±0.5	171.0 ±0.5	160.0 ±0.5	160~146

コードNo.	249	品名	卓上フード(安全スライド扉) 1000H型
2006年6月23日	版 1	株式会社	<b>サンプラテック</b>