


Thermoline

携帯用体温表示ラベル サーモ・ライン

貼るだけで体温チェック
ひたいに貼り付け15秒
いつでもどこでも簡単検温




オフィス、工場、学校、物流商業施設など
入社時、登校時、現場スタッフの相互確認用に

- 体温変化がひとめで分かる
- 子供から大人まで
- 薄くて柔らかいポリエステルフィルム
- 体に優しい、ガラス、電池、水銀不使用
- ラテックスフリー
- 93/42/EEC (EU医療機器指令) CEマーク認証
- 使い捨て & 繰り返し使用可能タイプ
- 一度に大人数を測定可能




サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。
安心安全な体温管理に。
体への負担がなく、即時に読み取り可能。
液晶で簡単、楽々体温チェック。
"お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち歩けます。

粘着剤つきで24時間体温モニタリング可能



6 Temperature	
型式:	FH06
タイプ:	6点表示 使い捨て用品 裏面に粘着剤つき
商品サイズ:	46mm x 11mm
表示:	液晶表示
温度レンジ:	35 to 40°C
梱包:	1ケース 10枚入り 100枚入り

洗浄することで繰り返し使用可能 粘着剤なし



12 Temperature	
型式:	FH12
タイプ:	12点表示 繰り返し使用可能 裏面に粘着剤なし
商品サイズ:	95mm x 19mm
表示:	液晶表示
温度レンジ:	35 to 40°C 0.5°C刻み
梱包:	1ケース 2枚入り 5枚入り 20枚入り 100枚入り

Made in the UK