

●マニュアルバルブ

Part No.	ステーター通過径	出荷時設定圧力(psi/MPa)	設定可能最大圧力(psi/MPa)	最大操作温度
3000, 3030 (PEEK)	1.0 mm (0.040")	3,000 / 20.7	4,000 / 27.6	50 °C
7000, 7010 (SST)	0.6 mm (0.024")	5,000 / 34.5	7,000 / 48.3	150 °C
7000L (SST)	1.0 mm (0.040")	3,000 / 20.7	5,000 / 34	150 °C
7030 (SST)	0.6 mm (0.024")	5,000 / 34.5	7,000 / 48.3	150 °C
7030L (SST)	1.0 mm (0.040")	3,000 / 20.7	5,000 / 34	150 °C
7060 (SST)	0.4 mm (0.016")	5,000 / 34.5	7,000 / 48.3	80 °C