

<システム構成例> Milli-Q® IX7005 一式



1-9461-52
E-POD® ZIQEP0D00



64-3963-81
Milli-Q® IX 7005 ZIX7005T0C



64-3963-84
50Lタンク TANKA050



1-9470-53
タンク上部キット TANKTOPA1

+

1-9461-51 Milli-Q® IX 7003/05用スターターキット
ZIX1START (初期消耗品)

<オプション品>

- ・フットペダル ZMQSFTSA1 : ハンズフリー採水を行いたいときに
- ・K1 リークレス架台 (幅480 × 奥750 × 高1,006 mm) ZRJKSTDK1 : 漏水の拡大を防ぐドレインパン仕様、貯まった水は排水できる構造
- ・圧力安定弁 ZD10GAB07 : 装置への給水圧を安定させ、漏水リスクを軽減