

飛沫防止用 透明マスク

海老原の

フェイスラップ

エアロゾル、スプレー、スプラッター
から目、口、鼻を保護するのに
最適です。



エアロゾル、スプレー、スプラッターから目、口、鼻を保護するのに最適です。装着も簡単で、頭との接触面はスポンジ状になっており、軽量なので身体への影響も少ないです。訪問看護などの介護事業、美容室、エステサロン、スーパー等のレジ業務など対面での現場で使用されています。

軽量

かんたん装着

頭部接触面はスポンジで柔らか

サイズ(フェイス部) 上辺 300mm 下辺 350mm 高さ 230mm

材質(フェイス部) PET

(帯部) EVA

重量 40g

カラー ●レッド ●ダークブルー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●パープル ●ライトブルー

株式会社海老原ゴム商会

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目6番4号
TEL.03-3815-0051(代) / FAX.03-3815-0342
Eメール since1905@ebihara-rubber.co.jp

EBIHARA RUBBER CO.LTD

2-6-4 HONGO BUNKYO-ku TOKYO JAPAN Postcode 1130033
TEL.+81-3-3815-0051 / FAX.+81-3-3815-0342
E-MAIL since1905@ebihara-rubber.co.jp