

そのまま使える 内視鏡キャップ

内視鏡の洗浄後に装着する保護キャップです。
繊細な先端を守って安心、清潔に。

滅菌
加工済

先端の
防護

洗浄前後の
識別

汚れ移り
の予防



- スコープ装着時にすぐに使用できる、滅菌済ディスプレイタイプの保護キャップです。
- 内視鏡の先端を、移動・保管時のトラブルから保護します。
- 洗浄後に装着する事で、洗浄・未洗浄の区別が付けやすくなります。
- 吸水性があり、洗浄後の残水で床を汚す事はありません。
- キャップをしたままホワイトバランスが取れます。
- 細径スコープから18mmまでの各社のスコープに装着可能です。

※この商品は使い捨てです。衛生管理上再利用ができません。

※全ての衝撃に対して保護するものではありません。強い衝撃にはご注意ください。

内視鏡保護キャップ 本体仕様

本体サイズ：長さ180mm / 幅40mm 内寸30mm

素材PE,PP,PET,レーヨン

単体使用

GS1-128対応品

個包装

包装サイズ：240×70mm 約1g

ケースサイズ：240×155×260mm 約0.3kg

入数：100枚（1ケースに1個（1P）×100P）

JAN：4970570900252

※1ケース（100個）のJANです。

ITF：14970570900259

商品ID：89001029



10枚入り

包装サイズ：240×150mm 約12g

ケースサイズ：255×155×160mm 約0.6kg

入数：100枚（1ケースに10個（10P）×10P）

JAN：4970570900269

※1ケース（10P×100個）のJANです。

ITF：14970570900266

商品ID：89010001



オフィスや学校、病院など公共施設で使われている業務用トイレトペーパーを生産しています。

イトマン株式会社

イトマン

検索

をクリック！

www.e-itoman.jp

【ご注文に関するお問い合わせ】 ☎ 0120-044-921 【ご注文専用 FAX】 ☎ 0120-049-921

本社：愛媛県四国中央市金生町下分681番地

大阪オフィス：大阪府中央区本町2-4-16 7F

東京オフィス：東京都中央区八丁堀3-17-6 群成舎八丁堀ビル1F

愛媛オフィス：愛媛県四国中央市金生町下分798-2 KS会館内

TEL.0896(58)1010 FAX.0896(58)1014

TEL.06(6948)5669 FAX.06(6942)5775

TEL.03(5542)0204 FAX.03(5542)0205

TEL.0896(56)9200 FAX.0896(56)9201