


アネックスキャビネット SUNシリーズ



SUN-503N

SUN-502GN

- ガロン瓶用保管庫(SUN-502G: 下段設置用)と試薬瓶用保管庫(SUN-503: 上段又は下段設置用)との組み合わせで、有効にスペースが活用できます。
- 仕切板を取り外せば、器具類の保管も可能です。
- 安全の為、床や壁、上下連結固定は必ず行ってください。

製品コード	10-1302-23	10-1302-22																											
型番	SUN-503N	SUN-502GN																											
用途	試薬瓶類等の保管	ガロン瓶等の保管																											
材質	ステンレスSUS304製 外面:ヘアーライン仕上げ																												
外型寸法	W495×D590×H800mm																												
ボトル用引き出し	3段 (内寸法:W384×D506×H100mm)	2段 (内寸法:W384×D506×H160mm)																											
試薬瓶収納本数 (ガロン瓶収納本数)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">試薬瓶容量</th> <th rowspan="2">引出し1段収納本数</th> <th rowspan="2">総収納本数 (3段)</th> <th colspan="2">仕切板数</th> </tr> <tr> <th>大</th> <th>小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100ml</td> <td>48本(4×6列・2組)</td> <td>144本</td> <td>18枚</td> <td>30枚</td> </tr> <tr> <td>250ml</td> <td>30本(3×5列・2組)</td> <td>90本</td> <td>12枚</td> <td>24枚</td> </tr> <tr> <td>500ml</td> <td>24本(3×4列・2組)</td> <td>72本</td> <td>12枚</td> <td>18枚</td> </tr> <tr> <td>1000ml</td> <td>12本(2×3列・2組)</td> <td>36本</td> <td>6枚</td> <td>12枚</td> </tr> </tbody> </table>	試薬瓶容量	引出し1段収納本数	総収納本数 (3段)	仕切板数		大	小	100ml	48本(4×6列・2組)	144本	18枚	30枚	250ml	30本(3×5列・2組)	90本	12枚	24枚	500ml	24本(3×4列・2組)	72本	12枚	18枚	1000ml	12本(2×3列・2組)	36本	6枚	12枚	ガロン瓶収納本数12本 引き出し1段に6本収納可能 (間仕切板を取り外し、他の容器や器具の保管などにも適しています。)
試薬瓶容量	引出し1段収納本数				総収納本数 (3段)	仕切板数																							
		大	小																										
100ml	48本(4×6列・2組)	144本	18枚	30枚																									
250ml	30本(3×5列・2組)	90本	12枚	24枚																									
500ml	24本(3×4列・2組)	72本	12枚	18枚																									
1000ml	12本(2×3列・2組)	36本	6枚	12枚																									
付属仕切板	●試薬瓶500ml用仕切板(大)12枚、(小)18枚	●ガロン瓶用ステンレス製仕切板(各段1組、合計2組)																											
その他の付属品	鍵2個、床固定金具2個、上下連結金具2個、壁固定金具1個(ビス、ボルトは付属していません)																												
重量	約44.5kg	約46.5kg																											

12505

株式会社テラオカ

〒565-0851 大阪府吹田市千里山西2-16-5

TEL:06-6386-0667 FAX:06-6330-6859

<http://www.teraoka-jp.com/>