

医療現場の声から生まれた革新的な 2 way 排気システム

ワンプッシュで簡単排気機能を新搭載



イージーリリースバルブ

プッシュ方式

ボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。従来のプッシュタイプでは実現できなかった排気の際の微調整を、新開発のイージーリリースバルブにおいて可能にしました。(実用新案申請中)

ボタンを押す・離すのみの簡単操作

ダイヤル (ネジ) 方式

ダイヤルを回して排気する一般的な排気方法です。

慣れた方には安心の従来の排気方法

瞬間的な反応で、正確性アップ

プッシュ方式

ネジを回すダイヤル方式に比べ、ボタン操作のプッシュ方式は聴音時に瞬間的に反応することができるため、血圧測定においては致命的となるタイムロスがありません。より正確な血圧数値を測定することができます。



これから血圧測定技術を習得する看護学生様には特に最適な仕様です。

イージーリリースバルブなら難しい測定も簡単に！

従来の技術習得

血圧測定時の脈音を確認しつつ、ダイヤル (ネジ) 方式の微調整排気に慣れる必要があり、1度に2つの不慣れな作業を同時習得しなければならず、操作が煩雑、苦痛に感じる。



同時に難しい技術を習得しなければならない

複数の不慣れな作業で習得効率ダウン。


イージーリリースバルブでの技術習得

STEP1

イージーリリースバルブにより思いのままに排気・停止の作業ができるため、血圧測定時の脈音確認に専念でき、正確な測定値を読み取ることができる。

STEP2

脈音確認の技術を習得しているため、ダイヤルでの排気に専念できる。



STEP1 脈音確認

STEP2 排気技術

段階を分けることでスムーズに技術習得できます。