



番号	名称	数	備考
①	クリーンユニット	1	3-1423-01: PS01-AD 処理風量約1m <sup>3</sup> /min
②	戸当たり	1	SUS-430 左扉に取付け
③	丁番	6	SUS-304
④	取手	2	アルミダイキャスト シルバー塗装
⑤	ゴム脚	4	スチレンブタジエンゴム
⑥	ケーブル孔	2	内径φ30膜付きグロメット
本体	フレーム	アルミ型材 アルマイト仕上げ	
	コーナー	ABS樹脂 ブルー色	
	パネル	側・背・天面: 制電PVC 透明 t3 底 : PVCグレー t10	
扉 (マグネット式)	フレーム	アルミ型材 アルマイト仕上げ	
	コーナー	ABS樹脂 ブルー色	
	パネル	制電PVC 透明 t3	

訂正	・	・	<b>アズワン株式会社</b>				名称 TITLE		NO.		
	・	・					殿 HIAC9703+用クリーンボックス		C2		
	・	・	担当 林	設計 TS	製図 森川	検図 法邑	寸法 SIZE	縮尺 SCALE	年月日 DATE	図面 PROJECT NAME	図面番号 DWG.NO.
	・	・					W630×D610×H720/865	1:8	2020/11/19	仕様図	124901-01
	・	・	この図面は、アズワン㈱の財産であり、アズワン㈱の許可なくして、この図面に基づく製作、図面の複写、第三者への閲覧などアズワン㈱の利益を損なう行為をしてはならない								