





| 符号 | 日 付 | 変 更 内 容 |
|----|-----|---------|
| △  |     |         |
| △  |     |         |
| △  |     |         |



均等耐荷重 100kg (1台当たり)

#### 天板と品番の関係

| 天 板           | 天板厚さ | 品 番         |
|---------------|------|-------------|
| グリーンサカエリウム天板  | 21   | DLK-187FWN  |
| アイボリーポリエステル天板 | 21   | DLK-187IPWN |
| 抗菌・抗ウイルス天板    | 21   | DLK-187VWN  |
| ホワイトポリエステル天板  | <25> | DLK-187WPWN |
| ホワイトメラミン天板    | (30) | DLK-187MWN  |
| アクリル系樹脂天板     | (30) | DLK-187CWN  |

#### 塗装色：

本体=ホワイト (粉体・RAL9016 3分ツヤ)  
天板アタッチメント=783-091 ホワイト 半艶  
カンヌキ =783-091 ホワイト 半艶

| 4   | カンヌキ (W1800用) | 1          |                   |                      |
|-----|---------------|------------|-------------------|----------------------|
| 3   | 天板アタッチメント     | 1          |                   |                      |
| 2   | 本体            | 1          |                   |                      |
| 1   | 天板            | 1          | ※品番により異なる 左記の表を参考 |                      |
| 品 番 | 部 品 名         | 1台分<br>数 量 | 材 質               | 備 考                  |
| 作 成 | R1.9.9        | 3角法        | 名 称               | 電動昇降作業台              |
| 承 認 | 設 計           | 製 図        |                   | DLKタイプ カンヌキ付         |
|     |               | 尺 度        |                   | W1800XD750XH650~1100 |
|     |               | 上 田        |                   | 外観図                  |
| 図 番 |               |            | 葉 番               |                      |

