

[製品検索](#)

[トップページ](#) » [製品](#) » [電気化学測定装置](#) » [スクリーンプリント電極](#) : [紹介](#) »
[Carbon Nanofibres-Gold Nanoparticles modified Screen-Printed Carbon Electrode](#)

Carbon Nanofibres-Gold Nanoparticles modified Screen-Printed Carbon Electrode

型番: 110CNF-GNP

Carbon Nanofibres-Gold Nanoparticles modified Screen-Printed Carbon Electrode designed for the development of (bio) sensors with an enhanced electrochemical active area.

[Electrode Finder](#)

お問い合わせ



技術情報

資料

AUX material	Carbon
IDE Band/Gap dimensions	NO
MultiAnalysis Configuration	NO
REF material	Silver
Substrate size	3.4 x 1.0 x 0.05 cm
WE diameter (mm)	4
WE geometric area (cm ²)	0.11
WE material	CNF-GNP/Carbon
コラム充填剤	Ceramic

ニュースレター

登録はこちらから

アプリケーション、最新ニュースなど毎回役立つ情報が入ってきます。

メールアドレス

【技術資料】電気化学測定の基本 実例集



電気化学測定装置（ポテンシostat/ガルバノスタット）を使用して基本的な測定を行った実例集。入門用技術資料として最適。どなたでも無料ダウンロードできます。

[ダウンロードページ](#)

© Metrohm AG 2010 - 2020

[お問い合わせ](#)

[会社情報](#)

[プライバシーポリシー](#)

[Legal Notice](#)

[お問い合わせ](#)