

96 ウェル UV 透過マイクロプレート




パiroジェンフリー

DNase/RNase フリー

未滅菌

- 260 nm または 280 nm における DNA またはタンパク質の定量に
- 使用可能温度：-80~40℃
- ヒト DNA フリー

96 ウェル UV マイクロプレートの吸光度スキャン



【材質】 本体：PS

カタログ No.	ウェル形状・数	包装	価格
8404	F96	40	

96 ウェル MICROTITER™ マイクロプレート



未滅菌

- カットイングが可能
- 保存または試薬の希釈用
- 凝集反応、微生物試験に
- クリアプレート、フタ無し

【材質】 本体：PVC

カタログ No.	ウェル形状・数	識別記号	1 ウェルの最大容量 (μL)	包装	価格
2101*	U96	●	400	25×4	
2401	U96	—	400	25×4	
2801	F96	—	330	100×1	

* 識別しやすいアルファベット付 (記号)