

# 広口角型ボトル (PPCO)

2110

酸やアルコール類に使用できる



USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

オートクレーブ可

未滅菌

- 半透明なので液量確認が容易
- 大型ラベルが貼れる広いボトル面

【材質】 本体：PPCO／キャップ：PP

カタログ No.	容量 (mL)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2110-0002PK	60	28	21	83	36	12	
2110-0006PK	175	38	28	102	51	12	
2110-0008PK	250	43	33	116	61	12	
2110-0016PK	500	53	43	146	74	12	
2110-0032PK	1,000	63	53	181	95	6	

# 広口角型ボトル (HDPE)

2114

優れた化学薬品耐性



USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

未滅菌

- 出し入れに便利な広口タイプ

【材質】 本体：HDPE／キャップ：PP

カタログ No.	容量 (mL)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2114-0002PK	60	28	21	83	36	12	
2114-0006PK	175	38	28	106	51	12	
2114-0008PK	250	43	33	116	61	12	
2114-0016PK	500	53	43	146	74	12	
2114-0032PK	1,000	63	53	181	95	6	

注意

オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。  
Nalgene 製のボトルは長期間の保存が可能です。強い紫外線の照射下には置かないでください。