

トランスファーキャップ

DS2153

液体の注出入、排出、絞り取り、サンプルの回収、試薬の移送



USP Class VI

液漏れ防止構造

オートクレーブ可

未滅菌

- メイソンジャータイプ広口ボトル（カタログ No.2115）に取り付け、液体の移送ができる 70 mm タイプのキャップ
- 二つのアダプターは内径 6.3 mm（1/4 インチ）のチューブが適合

※ キャップ内にチューブ用接続用ポートはありません。

【材質】 本体：PP

カタログ No.	キャップタイプ	包装 (1 ケース)	価格
DS2153-0700	70	6	

注意 ▶ 高い加圧や真空状態での使用には適していません。減圧は 127 mmHg、0.137 bar 以下で使用してください。

アッセンブリー点滴ボトル

2416

ネオプレンゴム製バルブ付



USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

未滅菌

- 細口ボトルとドロPPERを併せ持つ点滴ボトル
- キャップは細胞無毒性でない

【材質】 本体：LDPE／キャップ：PP

カタログ No.	容量 (mL)	キャップタイプ	包装 (1 包)	価格
2416-0060PK	60	20	12	
2416-0125PK	125	24	6	