



USP Class VI

細胞無毒性

オートクレーブ可

未滅菌

● 優れた化学薬品耐性

※ 液漏れ防止構造ではありません。

【材質】 本体：PPCO / キャップ：PP

カタログ No.	容量 (mL)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2118-9050PK	15	38	29	46	31	12	
2118-0001PK	30	43	33	48	36	12	
2118-0002PK	60	53	43	45	48	12	
2118-0004PK	125	70	64	74	64	12	
2118-0008PK	250	70	64	119	75	6	
2118-0016PK	500	120	112	88	112	6	
2118-0032PK	1,000	120	112	151	112	6	

大型円筒容器 (PC) (フタ付)

DS5300

厚みがあり、恒温水槽や水槽、凍結乾燥用容器など、多目的に活用



USP Class VI

細胞無毒性

オートクレーブ可

未滅菌

- 加熱 / 冷却器の取り付け用の穴あけやクランプの接続が容易
- -135℃ ~ 135℃ の使用温度範囲

【材質】 本体・キャップ：PC

カタログ No.	容量 (L)	外径×高さ (mm) (キャップ含)	包装 (1ケース)	価格
DS5300-0507	2.2	133×195		
DS5300-9609	4.7	170×239		
DS5300-9910	8.3	222×258	1	
DS5300-9212	18.8	302×306		

注意

オートクレーブの際は必ず内部を空にし、キャップを完全に取り外して行ってください。
Nalgene 製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。
繰り返しご使用される際はご注意ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。
アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。