

2Lと4Lサイズ



- カタログ No.2121 とカタログ No.2120 シリーズは同デザイン
- 固体（粉末など）の保存用に便利
- 優れた化学薬品耐性

2120

USP Class VI

細胞無毒性

未滅菌

【材質】 本体：HDPE／キャップ：PP

カタログ No.	容量 (L) (肩口まで)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2120-0005PK	2	100	89	244	119	1	
2120-0010PK	4	100	89	288	153	1	

2121

USP Class VI

細胞無毒性

オートクレーブ可

未滅菌

【材質】 本体：PPCO／キャップ：PP

カタログ No.	容量 (L) (肩口まで)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2121-0005PK	2	100	89	244	120	1	
2121-0010PK	4	100	89	288	153	1	

注意

オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。  
Nalgene 製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。